


通信イメージ



機器仕様

介護保険レンタル対象商品 TAISコード：01183-000001

	警報器	監視器	認証キー
外観写真			カラー：4種 ● ● ● ● 生活防水
外形寸法・重量	H101×W133×D34(mm) 本体:162g	H126×W129×D31(mm) 本体:112g	H68×W32×D11(mm) 本体:20g
消費電力・電源	2.3W AC100V	0.7W 単3電池3本(AC100V可)	3.5mW コイン電池CR2450×1
電池寿命	—	1日20回の検知数として約6ヶ月目安	1日20回の操作で約2年目安
使用環境	温湿度：-10～40℃/35～80% 屋内用	温湿度：-10～40℃/35～80% 屋内用	温湿度：-10～40℃/35～80% 屋内用
通信方式	特定小電力無線	特定小電力無線・微弱無線	微弱無線
電波到達距離	警報器～監視器間：見通し約100m		監視器～認証キー間：約2～3m
周波数	429MHz帯	429MHz帯 / 315MHz帯	315MHz帯
外部インターフェース	USB×1、入力端子×2 出力端子×2(スルー×1、連動×1)	入力端子×2 出力端子×2(スルー×1、連動×1)	—
価格	基本セット内容：警報器・監視器・認証キー 各1個ずつ メーカー希望小売価格：198,000円(消費税込)		

安全にお使いいただくために

ご使用の際は必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤ってご使用された場合の保証及び事故については、弊社では責任を負いかねますので予めご了承ください。本製品は、介護者の方の手助けをするものです。徘徊者の安全や防犯を保証するものではありません。商品の改良のため、仕様・外観及び価格等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。


【開発・製造元】 株式会社 カウベルエンジニアリング
URL : <http://www.cowbell.co.jp/>

【総販売代理店】 長野県パトロール株式会社
URL : <http://www.np-c.co.jp/>

お問い合わせはこちらまで

介護にもっとゆとりを…

ゆとりも



高齢者徘徊通報システム
どこいくの検知器



高齢者徘徊通報システム どこいくの検知器

対象者に「何も持たせずに」 外出したその時を早期発見！

これで安心！ここがポイント！

- 対象者に発信器を持たせる必要がありません
- たとえ目を離していても「外出していないこと」「そこにいること」がわかります
- 「いつも目が離せない」という介護の緊張から解放されます

在宅ケアでのご利用

介護保険レンタル対象商品
TAISコード：01183-000001

無線通信

すたすた…

すたすた…

あら！おじいちゃん、
部屋から出たいみたいだわ
どこいくのかしら…

こんな時！どこいくの検知器なら
家事や就寝後など、たとえ目を離しても
監視器の前を通るとメロディーでお知らせします。

施設ケアでのご利用

マット式を試してみただけど
避けてしまったり、転んだり…
もっと使い易い用具はないかしら

大丈夫！どこいくの検知器なら
居室の出入口や、廊下などでのご利用はもちろん、
検知器をベッド下や、サイドテーブル等、ベッドの
近くに置くと、離床センサとしてもご利用頂けます。

監視器 設置例

お部屋、玄関、廊下など
対象者が通る場所に

ベッドサイドや足元など
離床センサとして
マット式の離床センサが使い
にくい方に特におすすめ！

リビング、キッチンなど
家事をしているすぐそばに
水道や掃除機の音で気配が
分からなくても安心！

就寝時は、ご家族の枕元や
ベッドサイドに移動して
メロディーが聞こえるまで、
ご家族もゆっくり休めます

警報器 設置例

ナースステーションや
居間など作業をする場所へ
コンセントさえあれば
屋内ならどこでも移動可能

警報器のアラームを
ナースコールと連動するこ
とができる！

監視器 設置例

お部屋、玄関、廊下など
対象者が通る場所に

ベッドサイドや足元など
離床センサとして

警報器 設置例

ナースステーションや
居間など作業をする場所へ
コンセントさえあれば
屋内ならどこでも移動可能

警報器のアラームを
ナースコールと連動するこ
とができる！

音を止める方法は2通り

監視器の近くでは認証
キーのボタンを押して

点滅している中央の
ボタンを押し！

警報器の近くでは、
アラームボタンを押して

設置も簡単！設置方法は3通り

取付金具を使って
壁面設置

スタンドを使って
縦置き設置

そのまま置いて
平置き設置

警報器1台で4台の監視器を登録可能

1台で4カ所見守り

※2台目以降の監視器はオプション追加

移動もラクラク！いつでも近くに

電池でどこでも
らくらく移動

コンセントがあれば
どこでも移動可能

単3電池3本
又は、ACアダプタ

ナースコールでアラームが分かる

ナースセンターから
離れていても、別のお部屋での検知を
ナースコールに知らせます

※ナースコールのメーカー、機種により接続不可能な場合があります。
※工事費別途